

著作権所有2017 © Home Skinovations Ltd.

無断複写・転載を禁じます

利用規約

Home Skinovations Ltd.は、製品の信頼性、製造性を高める目的で製品や仕様を変更する権利を有します。Home Skinovations Ltd.が提供する情報は、印刷された年月日を以て正確で信頼性があるものとされます。但し、使用そのものに関しては、Home Skinovations Ltd.は責務を負いません。Home Skinovations Ltd.の特許または特許権のもとで黙示的またはその他の方法でライセンスが許可されることはありません。

目的に係わらず、Home Skinovations Ltd.の書面による承諾を得ることなく、電子的もしくは機械的にかかわらず、本使用説明書を複製、転載することを禁じます。データは予告なしに変更される可能性があります。

Home Skinovations Ltd.は、この文書で取り扱う製品に関する特許および出願中の特許申請、商標、著作権、その他の知的所有権を有します。この文章を提供することによって、これらの特許、商標、著作権、その他の知的所有権のライセンスを供することはありません。但しHome Skinovations Ltd.との書面による同意を得られた場合はその限りではありません。仕様は予告なしに変更される可能性があります。

SILK'NとSILK'Nのロゴは Home Skinovations Ltd.の登録商標です。本社所在地:Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL, www.silkn.com, info@silkn.com.

目次

1. Silk'nセンスエピJを使い始める前に.....	3
2. Silk'nセンスエピJの安全性	4
3. 本機器をお使いいただけない場合と警告	4
4. 以下の場合は 本機器 の使用をお控えください:	6
5. 以下のような病歴のある方は使用の前に かかりつけの医師にご相談ください	7
6. 安全にお使いいただくために	7
7. 起こりうる副作用	8
8. Silk'nで計画的なお手入れを	10
9. お手入れを始めましょう	13
10. お手入れ後.....	15
11. メンテナンス	15
12. トラブルシューティング.....	16
13. カスタマーサービス.....	16
14. 保証.....	17
15. 破棄.....	17
16. 仕様.....	17
17. サインと記号.....	18

1. Silk'nセンスエピJを使い始める前に

Silk'nセンスエピJは家庭用の光美容器です。強力な電化製品ですのでお使いいただく際には安全に注意を払ってください。お使いいただく前にすべての警告や安全に関する注意書きを必ずお読みいただき、それらに従ってください。お手入れの前には毎回使用方法の再確認をすることをお勧めします。

1.1 セット内容

Silk'nセンスエピJ本体セットの中には、以下の付属物が入っていません。

- Silk'nセンスエピJ本体
- 取扱説明書
- ACコード・アダプター
- 保証規定ブックレット

1.2 本体の説明

本説明書の表紙裏にある図を参照しながら本体の各部を確認してください。

1. アダプター接続口
2. エネルギーレベル表示ライト(1-5)
3. コントロールボタン
4. 照射レディ表示ライト
5. 肌色センサー表示ライト
6. 照射面
7. 肌色センサー

2. Silk'nセンスエピJの安全性

Silk'nセンスエピJはお客様の安全を最優先

J
Silk'nセンスエピJに搭載されているホーム・パルス・ライト (HPL) テクノロジーは優れた安全性を提供します。HPLテクノロジーは他の光美容器の何分の一かのエネルギーでも同等或いはより優れたお手入れを可能にします。低めのエネルギーに抑えることによりお客様のケガや副作用のリスクを軽減します。

Silk'nセンスエピJには安全性のため以下の特色もあります。

- 目の安全を守るため照射面が皮膚に完全に接触している時のみ光が照射される設計となっております。
- お客様の皮膚が光の照射されるオプティカルレンズに直接触れることはありません。

3. 本機器をお使いいただけない場合と警告

Silk'nセンスエピJはすべての方に適しているわけではありません。

❗ 以下の方はこの機器の使用に適していません: 18歳以下のお子様、何らかの障害がある方、機器の使用法についての経験或いは知識を欠いている方。子供が当機器で遊ばないように大人が監視してください。

☀ 本機器でお手入れされた後の皮膚を日光に晒さないで下さい。また、皮膚が日に焼けている時、或いは日光に当たった直後(人工日焼けマシンを含む)はレベル2-5の使用を避けてください。セクション6.1を参照ください。

- ❗ 目の周辺や近くで使用しないでください。また、光を直接見ないでください。目にダメージを与える危険性があります。
- ❗ フィラーなど注入している部位には使用しないでください。
- ❗ タトゥーやアートメイク、暗褐色の部位(大きなソバカス、ホクロ、イボなど)、乳頭、生殖器、唇などには使用しないでください。
- ❗ 湿疹、乾癬、病変、傷口が開いているケガや感染症(単純疱疹)、全身性或いは代謝性疾患(たとえば糖尿病)による皮膚の異常には使用しないでください。
- ❗ ヘルペスの発症歴のある部位には使用しないでください。
- ❗ 妊娠中或いは授乳中には使用しないでください。
- ❗ いずれまた発毛を希望される部位には使用しないでください。
- ❗ 1回のお手入れで同じ部位に重ねて照射しないでください。
- ❗ 皮膚に過度な赤み、水泡、火傷などが生じた場合は直ちに使用を止めてください。
- ❗ 不快感が生じた場合はエネルギーレベルを下げてお使いください。
- ❗ お手入れの前にアクセサリ類は外してください。
- ❗ ご使用前に発火性の液体(香水、消毒液、その他アルコールを含む液体)或いはアセトンなどで皮膚を拭かないようにしてください。

- ❗ 緊急時には直ちに電源から抜き取れるように電源アダプターは手もと近くに置いてください。
- 🚫 本機器を水やその他液体から離してお使いください。風呂桶、シャワー、その他水を溜めた容器の近くでは使用しないでください。当機器を水の中に落としてしまう危険性がある場所には置いたり保管したりしないでください。感電のリスクがあります。機器が何らかの液体と接触した場合は直ちにコンセントよりプラグを抜き取ってください。
- ❗ コンセントにつないだ機器を放置しないでください。緊急時には直ちに電源から抜き取れるように電源アダプターは手もと近くに置いてください。
- ❗ お客様 ご自身でSilk'nセンスエピJの修理を試みないでください。ご自身に深刻な危害が及ぶ場合があります。保証も無効となります。

4. 以下の場合には 本機器 の使用をお控えください：

-
- プラグ、アタッチメント、アクセサリーがメーカー推奨のものでない。
 - 電源コードかプラグが損傷している。熱を帯びた面から電源コードを離してください。
 - 使用中に煙が見える、或いは焦げ臭いにおいがする。
 - 機器は正常に作動していないか、損傷していると思われる
 - 肌色センサー、照射面、機器の本体プラスチックに亀裂がある或いは壊れている。

そのような場合はSilk'n™カスタマーサービスにご連絡ください。

5. 以下のような病歴のある方は使用の前に かかりつけの医師にご相談ください

- ケロイド癬痕の発症歴
- てんかん
- ポルフィリア、多形日光疹、日光じんましん、ループス(狼瘡)などの光過敏に関係する病気
- 皮膚がんの病歴或いは悪性腫瘍が疑われる部位の存在
- 過去3カ月以内に放射線療法或いは化学療法を受けている
- 過去6カ月以内に医師が処方した薬品を皮膚に塗布している
- かかりつけの医師の判断に於いて、この機械の使用に適していない状態である

6. 安全にお使いいただくために

ここには機械を安全にお使いいただくための情報が記載されています。

6.1 日光浴

- 最も低いエネルギーレベル1は日光を浴びた後でも安全にお使いいただけるように設計されています。
- もし、レベル2-5をお使いの場合はお手入れ前4週間とお手入れ後2週間はお手入れした部位を日に当てないようにしてください。皮膚のメラニン量の増加は光美容器を使用する際の肌へのリスクを高めるからです。これはスキントイプに関係なく、日光浴によりすぐに皮膚の色が黒く変化しない方も含め、すべての方に適用します。
- お手入れ後2週間は日光浴をできるだけ避けてください。止むを得ず日光を浴びる場合はお手入れした部位にSPF30以上の日焼け止めを塗布してください。

6.2 目の安全のために

- 頬骨より下のお手入れにお使いいただけますが、くれぐれも目に向かって直接照射しないようご注意ください。

6.3 傷や感染症

- 患部が完治するまで当機器の使用をお控えください。

7. 起こりうる副作用

この説明書にある手順に従って、機械の使用をお控えただかなくてはならない場合やその他注意点に気をつけていただければ副作用などが起きることは稀です。しかしながら、家庭用に設計されたものであっても、すべての美容機器によるお手入れにはある程度のリスクが伴います。この説明書をお読みいただき、この機器の使用に伴うリスクや起こり得る副作用などについてご理解いただくことが重要です。

皮膚の不快感

HPLによるお手入れは一般的に不快感があまりありません。しかしながら、一部のユーザーはお手入れ中に軽い不快感をおぼえることがあります。最も一般的なものは照射した部位に少しチクチクするような感覚です。このチクチクするような感覚はお手入れしている間とその後に感じられます。

その場合エネルギーを下げてください。それでも症状が続く場合は使用をお控えください。

皮膚の赤み

お手入れの直後或いは24時間以内に皮膚に赤みが出る場合があります。この赤みは通常24時間以内に治まります。

2, 3日経っても赤みが引かない場合は医師にご相談ください。不快感がなく、ご自身の肌色に合ったエネルギーレベルでお使いいただくようにしてください。

皮膚が通常より敏感になる

照射した部位の皮膚は敏感になるので乾燥のためカサつき、粉をふくことがあります。

色素変化

この機器の使用により稀に一時的な色素沈着或いは色素脱失が起こるリスクがあります。このリスクは皮膚の色が濃い方、或いは日焼けをされている方に於いて高くなります。殆どの場合、これら色素異常は一時的であり、色素沈着や色素脱失が永続することは極めて稀です。

過剰な赤みと腫れ

稀に、お手入れ後の皮膚が赤く腫れあがることがあります。体の中でも敏感な部位に起きることが多いです。赤みと腫れは2～7日で引くはずですが、頻繁に氷や保冷剤などで冷やすようにしてください。やさしく洗浄していただくのは問題ありませんが、日光に晒すことは避けてください。

水ぶくれやヤケド

患部を冷やしてヤケド薬を塗布してください。患部が完治するまでお手入れはせず、お手入れを再開される時にはエネルギーレベルを下げてください。皮膚が3日で正常な状態に戻らない場合は医師にご相談ください。

8. Silk'nで計画的なお手入れを

お手入れによる効果には個人差があります。どの部位をお手入れするか、皮膚の色や毛の色などにより異なります。典型的な完全毛周期は18～24ヵ月かかる場合があります。この間、複数回のお手入れをすることが必要になります。

Silk'nセンスエピJでのお手入れスケジュールは：

- 1回目～4回目：2週間に1回
- 5回目～7回目：4週間に1回
- 8回目以降：望ましい結果が得られるまで、毛が生え戻った時に

8.1 効果について

各個人の反応は毛質やその他生物学的要素によって異なります。人によって平均的なお手入れ回数より早くに結果が出る場合もあれば、より多くの回数が必要な方もいらっしゃいます。


8.2 エネルギーレベル

エネルギーレベルは皮膚に届く光の強さを決めます。エネルギーレベルを上げると副作用や合併症の可能性が高まりますので無闇にレベルを上げないでください。


この機器には最も低いレベル1から最も高いレベル5まで5段階のエネルギーレベルが設定されていて、それらはレベル表示ライトで示されます。

機器の電源を入れるとエネルギーレベルは自動的にレベル1の設定になっています。エネルギーレベル表示ライトは1度に1つ以上のレベルを表示することはありません。

エネルギーレベルを変更するにはコントロールボタン を押して1つずつレベルを上げてください。レベル5まで上げたところで再度コントロールボタンを押すと、レベル1に戻ります。

 ご自分に適したエネルギーレベルを決めるにあたって、この取扱説明書の“9. 1初めてお使いいただく前に”を参照ください。

8.3 パルス照射とグライド照射



パルス照射は高めのエネルギーレベルでお手入れする時に適しています。

一列に移動しながら照射してください(図にあるように左右或いは上下に移動)列の端からスタートして、反対側の端まで進んでください。照射面を皮膚にしっかり密着させてください。照射面を皮膚に密着させるとその部位に一瞬押した跡が残るので、どこに照射したのかがわかります。1回照射する毎に照射面を次の照射部位に動かしてください。お手入れしたい部位全体に同じような方法で照射してください。隙間が生じないように、且つ重複して照射しないようにしてください。

! 1回のお手入れに於いて同じ部位を2回以上照射しないようにしてください。

グライド照射は低めのエネルギーレベルでの照射に適しています。

照射面をしっかり皮膚に密着させてゆっくり肌の上を滑らせながら動かしてください。(図にあるように左右に或いは上下に)照射面が常に皮膚に接触しているようにしてください。低めのエネルギーレベルでは、照射間隔(照射と照射の間の充電時間)は1~1.5秒です。これにより連続照射が可能となります。隙間が空かない、且つ重複しないスピードでグライド(滑らせる)させてください。

! 痛みや赤みを感じたらすぐに使用を止めてください。

8.4 肌色センサー

当機器を濃いスキントーンの方が使用すると火傷、水ぶくれ、色素異常(色素沈着、色素脱失)などの結果をもたらす可能性があります。Silk'nセンスエピJには肌色センサーが搭載されており、使用者の肌色を自動的にお手入れスタート時及びトリートメント中に適時判断します。安全に使用するには肌の色が濃すぎる場合、機器は機能しなくなり、肌色センサー表示ライトが点滅します。

8.5 Silk'nセンスエピJでお手入れすると

多くの方にとってSilk'nセンスエピJは初めてお使いになる光美容器かもしれませんが、お手入れ中に以下の感覚をおぼえるのは正常です：

- 音：クーリング用のファンはヘアドライヤーと同じような音がします。これは正常です。
- 照射音：1回照射する毎にポンという音がします
- 照射感覚：じんわりとした熱と若干ヒリヒリするような感覚
- 多少の赤み：お手入れの直後或いはお手入れの途中で皮膚に薄い赤みが出る場合があります。この現象は毛穴の周りに出ることが多いです。

! 赤みが極めて濃い場合は直ちに使用を止めてください。

9. お手入れを始めましょう

Silk'nセンスエピJは以下の手順でお使いください。

1. 箱から本体と他の部品を出してください。
 2. 電源アダプターをアダプター接続口 に差し込み、電源コンセントに差し込んでください。全てのレベル表示ライトが一瞬点灯し、その後消えます。
- 初回のお手入れの前に。

! お手入れの前にアクセサリ類はすべて外してください。

自分の肌にどのエネルギーレベルが適しているのか、どの部位のお手入れをしたいのが決めてください。この機器は1から5まで5段階のエネルギーレベルを選べます。適正なエネルギーレベルを選択するために、お手入れする部位ごとにテスト照射をしてください。

1. コントロールボタンを押して電源を入れてください。エネルギーレベル1の表示ライトが点灯します。
2. 照射を皮膚にあてて1回照射してみましょう。皮膚に痛みやなんらかの異常を感じなければ再度コントロールボタンを押してください。エネルギーレベルが1段階上がります。照射面をずらして、エネルギーレベル2で1回照射してみましょう。
3. 肌に異常を感じなければ同じ要領でレベルを上げてテスト照射を試みてください。肌色チャートも参考にしてください。一時間以内にお肌に異常を感じなければ、最終的に照射テストを行ったレベルがその部位に適したエネルギーレベルになります。

! 肌に異常を感じたらエネルギーレベルを下げてください。

テスト照射はお手入れをされる部位毎に行ってください。

これでSilk'nセンスエピJのお手入れ開始準備が整いました。

1. お手入れの前に照射する部位の毛を剃り、皮膚には水分をはじめ、パウダー類、ローション類、制汗デオドラントなどにも付着していない清潔な状態にしてください。お手入れする部位の毛をワックスや毛抜きなどで引っこ抜かず必ず剃ってください。
2. コントロールボタンを押してください。機器の電源が入り、エネルギーレベル表示ライトはレベル1を表示し、ファンの音が始めます。
3. コントロールボタンを押した約1秒後に照射レディ表示ライトが点灯します。機器は最も低いエネルギーレベルで照射開始可能な状態です。
4. エネルギーレベルをテスト照射時に定めたレベルに合わせてください。コントロールボタンを押し続けるとレベルが1つずつ上がります。希望のレベルになるまで押し続けてください。エネルギーレベル表示ライトは設定エネルギーを表示します。
5. パルス照射でお手入れをするか、グライド照射でお手入れをするかを決めてください。
6. 照射面を皮膚に当ててください。照射する部位をできるだけ平らにしてください。照射面が皮膚と完全に接触すると照射レディ表示ライトがゆっくりと点滅を始めます。
7. 機器はまず皮膚の色を判断し、皮膚に1回光を照射します。軽い熱とチクチク感を感じると共に「ポン」という音が聞こえるかもしれません。



パルス照射でお手入れしている場合は機器を皮膚から離してください。機器は次の照射に向けて直ちに充電を開始します。数秒後(選択したエネルギーレベルにより異なる)照射レディ表示ライトが再び点灯し、照射面を皮膚に当てるとゆっくりと点滅を始めます。

8. パルス照射でお手入れをしている場合、照射面を皮膚から離してください。機器は直ちに次の照射に向け充電を開始します。数秒後(選択されたエネルギーレベルによって異なる)、レディライトが点灯し、再び照射面を皮膚に押し当てると点滅に変わり、光が照射されます。
9. パルス照射でお手入れをしている場合、同じプロセスを繰り返してください。グライド照射でお手入れしている場合は照射面を皮膚に押し当てたまま本体を移動させてください。その部位全体への照射が終わるまでパルス照射或いはグライド照射を続けてください。

! 皮膚に過度の熱を感じ、水ぶくれやヤケドになったら直ちに使用を止めてください。




10. お手入れ後

お手入れが終わったら:

1. コントロールボタンを長押しして電源を切ってください。最後に使っていたエネルギーレベルを覚えておいてください。次回電源を入れた際には機器はレベル1に戻ってしまいます。
2. アダプターをコンセントから外してください。

11. メンテナンス

お手入れ後には毎回機器を掃除してください。機器を掃除するには:

-  アダプターをコンセントから抜く。
-  照射面を含む機器全体を掃除するには乾いた清潔な布でまず拭いてください。アルコール20%以下の洗浄液或いはその他非研磨剤クリーナーを使ってください。アセトン或いはその他研磨剤は、機器にダメージを与えるので使わないでください。
-  掃除の後、機器は元入っていた箱に保管する事をお勧めします。

! 機器及び付属品を水などの液体に浸さないでください。

12. トラブルシューティング

Silk'n センスエピJを開いたり修理しようと試みたりしないで下さい。危険な電子部品や光エネルギーに自らを晒すことになり、深刻なダメージを引き起こすかもしれません。その行為は保証も無効にします。

問題	確認点
機器がスタートしない。	アダプターと本体の接続が甘くないか、プラグがコンセントに差し込まれているかを確認してください。
照射面が皮膚に接触していても光が照射されない。	機器が電源に接続されていて照射レディ表示ライトが点灯しているかどうかを確認してください。照射面が均等にしっかりと皮膚に接触しているかどうかを確認してください。 皮膚の色が濃すぎる可能性もあります。
肌色センサー表示ライトと照射レディ表示ライトが同時に点滅	肌色が濃すぎます。
ライトが点滅する。	機器の故障です。

故障その他お問い合わせはシルキン・カスタマーサービスまでご連絡ください。

13. カスタマーサービス

ウェブサイトの情報もご覧ください：www.silkn.jp
予期せぬ動作や反応、その他不具合が起きたらカスタマーサービスまでご連絡ください。
弊社連絡先は下記の通り：

電話：0120-110-469

メール：beauty0120110469@sensepil.jp

14. 保証

シルキン保証パンフレットを参照ください。

15. 破棄







環境の保護にご協力ください。お住まいの地域のゴミ捨てルールに従ってください。

16. 仕様

モデルNo.	H3210/H3211
スポットサイズ(照射面積)	0.9cm x 3cm [2.7cm ²]
テクノロジー	ホーム・パルス・ライト
最大エネルギーレベル	4J/cm ²
波長	475-1200nm
操作と安全性	使用に適した肌タイプに光が照射されるよう肌色センサーが判断
外装寸法	180x180x100 mm
本体重量	200 g
輸送中及び保管時の環境	温度:-40°C ~ +70°C 湿度:10% ~ 90% 気圧:500 ~ 1060 hPa
動作条件	温度:10°C ~ 35°C 湿度:30% ~ 75% 気圧:700 ~ 1060 hPa
周囲の温度20°Cで最低保管温度と最低動作条件温度間の時間	30分

周囲の温度20°Cで最高保管温度と最高動作条件温度間の時間	30分
動作モード	連続
アダプターモデルとレーティング	KSA24A1200150HU PSM18J-120L6HS
インプット: アウトプット:	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0.5A 12 Vdc, 1.5A
このデバイスは検査の上これら基準を満たしています。	IEC 60355 EN 55014 IEC 6247
機器の期待耐久年数	5年

17. サインと記号

	このシンボルが記された商品はEU指令の条件を満たしています。
	クラスII。このアダプターは二重絶縁で電気ショックより保護されています。
IP30	このデバイスは電気ショックなどから保護するため、指など直径2.5mm以上の物体の侵入に対して防御してあります。
	湿気が多い環境では使用しないでください。
	XXX環境保護のため、お住まいの国の法に従って廃棄してください。WEEE指令の条件を満たしています。

Copyright 2017 © Home Skinovations Ltd.
All rights reserved.

Legal Notice

Home Skinovations Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd. Data is subject to change without notification.

Home Skinovations Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice.

SILK'N and the SILK'N logo are registered trademarks of Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL, www.silkn.com, info@silkn.com.

EN

Table of contents

EN

1. Get to know your Silk'n Jewel	21
2. Safety with Silk'n Jewel	21
3. Contraindications & warnings	22
4. Do not use Silk'n Jewel if:	24
5. Consult your physician before use if you have:	24
6. Safety tips	25
7. Possible side effects	26
8. Long-term hair removal the Silk'n way	28
9. Get started	31
10. After treatment	33
11. Maintenance	33
12. Troubleshooting	34
13. Customer service	34
14. Warranty	35
15. Disposal	35
16. Specifications	35
17. Signs and symbols	36

1. Get to know your Silk'n Jewel

Silk'n Jewel™ is a light-based device for permanent hair reduction designed for home use. It is a powerful electrical device and should be used with special attention to safety. Be sure to read **all** warnings, contraindications and safety precautions before use, and follow them strictly. We recommend you re-familiarize yourself with the instructions before each treatment.

1.1 Package contents

Your Silk'n Jewel package includes:

- Hair removal device
- AC/DC adapter
- User manual
- Warranty card

1.2 Device description

Refer to the diagram at the front of this manual to see the location of each feature of your Silk'n Jewel.

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Adapter socket | 5. Skin color sensor light |
| 2. Energy level indicator lights (1-5) | 6. Treatment surface |
| 3. Control button | 7. Skin color sensor |
| 4. Ready light | |

2. Safety with Silk'n Jewel

With Silk'n Jewel safety comes first

Home Pulsed Light™ (HPL) technology in Silk'n Jewel provides superior safety with lower energy levels. HPL achieves long-term hair removal results at a fraction of the energy level used in other light-based hair removal equipment. The low energy reduces the risk of harm or complications, and contributes to your overall safety.

Silk'n Jewel has additional features to protect you:

- **Eyes:** Light pulses are only active when the treatment surface is in full contact with the skin.
- **Skin:** Your skin is never in direct contact with the optical lens through which the light pulses are emitted.

3. Contraindications & warnings

EN

-  This device must not be used by the following people: children, adults with limited physical, sensory or psychological capacities, or those lacking experience or knowledge in how to use the device. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
-  Do not expose treated areas to the sun and do not use energy levels 2-5 on tanned skin or after recent sun exposure (including artificial tanning machines). Refer to section 6.1.
-  Never use around or near the eyes, and do not look at the flashes of light. This may cause damage to the eyes.
-  Do not use on areas with injected fills or toxins.
-  Do not treat on tattoos or permanent makeup, dark brown or black spots (such as large freckles, moles, or warts), nipples, genitals, or lips.
-  Do not treat on active eczema, psoriasis, lesions, open wounds or infections (cold sores), abnormal skin conditions caused by systemic or metabolic diseases (diabetes for example).
-  Do not treat on an area that has a history of herpes outbreaks.
-  Do not use if you are pregnant or nursing.
-  Do not treat on areas where you may want hair to grow.
-  Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session.

- ❗ Stop use immediately if you see your skin is very red, or if your skin blisters or burns.
- ❗ Use a lower energy level if you experience any discomfort.
- ❗ Remove all jewellery before treatments.
- ❗ Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol) or acetone to clean the skin before use.
- ❗ Keep the AC/DC adapter accessible at all times so it can be removed from the socket easily in case of emergency.
- 🚫 Keep your device away from water and liquids! Do not use near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. Do not place or store the device where it can fall, be pushed or placed anywhere near water. There is a risk of electrocution. Unplug immediately if the device comes into contact with any fluids.
- ❗ Never leave the device unattended when plugged into an outlet. Keep the AC/DC adapter accessible at all times, so it can be removed from the socket easily in case of emergency.
- ❗ Do not attempt to open or repair your Silk'n Jewel device. You may to dangerous electrical components or pulsed light energy. You may cause serious harm to yourself and you will void your warranty.

4. Do not use Silk'n Jewel if:

- The plug, attachments or accessories for this device are not recommended by Home Skinovations Ltd.
- The device has a damaged cord or plug. Keep the power cord away from heated surfaces.
- You see or smell smoke when it is in use.
- The skin colour sensor, treatment surface, or device casing is cracked or coming apart.
- The device is not working or appears to be damaged in any other way.

In such cases, contact Silk'n™ Customer Service.

5. Consult your physician before use if you have:

- A history of keloidal scar formation.
- Epilepsy.
- A disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.
- A history of skin cancer or areas of potential skin malignancies.
- Received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.
- Used physician-prescribed drugs on your skin within the past 6 months.
- Any other condition which, in your physician's opinion, would make it unsafe for you to be treated.

6. Safety tips

This section has information to help you use your device safely.

EN

6.1 Exposure to the sun

- The lowest energy level (1) is designed for safe use even after sun exposure.
- If you use energy levels 2-5, avoid further exposure to the sun for **4 weeks before** and **2 weeks after** your treatment. This is because higher quantities of melanin expose the skin to greater risk when using any method of light-based hair removal. This applies to **all** skin types, even those that don't seem to tan quickly.
- We don't advise it, but if you have to go out in the sun after a treatment, be sure to apply sunscreen SPF30 or higher to the treated area. Do this for 2 weeks after a treatment.

6.2 Exposure of pulse light to the eyes

- Although you can use the device to treat facial hair below the cheekbones, take extra care to avoid contact with the eyes.



The device will only emit repeated pulses when it is in firm contact with your skin, and you keep moving it across your skin.

6.3 Wounds or infections

- Wait for the affected area to heal before further use.

7. Possible side effects

If you follow the instructions fully and pay attention to all warnings and contraindications, complications and side effects are uncommon. However every cosmetic procedure, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore, it is important that you understand and accept the risks and complications that may occur with pulsed light hair removal systems designed for home use.

Minor skin discomfort

Home pulsed light hair removal is generally well-tolerated. However, some users feel mild discomfort during use. This is best described as a mild stinging sensation on the treated skin areas. The stinging sensation may last during or after treatment.

This means that you should use Silk'n Jewel™ at a lower energy level, and if that doesn't help, you should stop using the device.

Skin redness

Your skin may become red immediately after using the device or within 24 hours. Redness generally clears up within 24 hours.

See your doctor if redness does not go away within 2 to 3 days.

Make sure you use the energy level that is comfortable for you and suitable for your skin color.

Increased sensitivity of the skin

The skin of the treated area is more sensitive so you may encounter dryness or flaking of the skin.

Pigment changes

Nevertheless there is a risk of temporary hyperpigmentation (increased pigment or brown discoloration) or hypo-pigmentation (whitening) to the surrounding skin. Risk of changes in skin pigmentation is higher for people with darker skin tones or heavily tanned skin. Usually discoloration or changes to skin pigment are temporary, and permanent hyperpigmentation or hypo-pigmentation are rare.

Excessive redness and swelling

In rare cases, treated skin may become very red and swollen. This is more common in sensitive areas of the body. The redness and swelling should subside within 2 to 7 days and should be treated with frequent applications of ice. Gentle cleansing is OK, but avoid exposure to the sun.

Blisters or burns

Cool the affected area and apply anti-burn cream. Wait until the area has healed completely before another treatment, and use a lower energy level.

If the skin does not return to normal within 3 days, consult your physician.

8. Long-term hair removal the Silk'n way

The efficiency of hair removal varies from person to person according to body area, hair color, and how Silk'n Jewel is used. A typical full hair growth cycle may take 18-24 months. During this time, multiple treatment sessions are required to achieve permanent hair removal.

A typical Silk'n Jewel hair removal plan during a full hair growth cycle includes:

- Treatments 1-4: Plan two weeks apart.
- Treatments 5-7: Plan four weeks apart.
- Treatments 8+: Treat as needed, until desired results are achieved.

8.1 Expected treatment outcomes

Individual response depends on hair type as well as biological factors that may affect hair growth patterns. Some users may respond quicker or slower than the average number of treatments.

8.2 Energy levels

The energy level determines the intensity of the light pulse delivered to your skin. As the energy level increases, so do hair removal results, as well as the risk of possible side effects and complications.

The device has 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest), represented by 5 *energy level indicator lights*.


When the device is turned on, the energy level is set to level 1 automatically. Only one *energy level indicator light* will be on.

To change the energy level, press the *control button* repeatedly to increase the energy level from 1 to 5. Once at level 5, press the *control button* again to reduce the energy level from 5 back to 1.



To determine the right energy level for your treatment area, refer to section "9.1 Before your first treatment".

8.3 Pulsing and gliding



Pulsing is the best technique for working at higher energy levels.

Work in rows (either across or down as shown in the image). Start at one end of each row and progress to the other end. Press the *treatment surface* against your skin. The *treatment surface* creates temporary pressure marks on the treated area so you can see areas you have treated. After each pulse, move the treatment surface to the next area. Keep doing this pulsing action for the area you are treating. **Avoid gaps or overlaps between areas.**

! Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session.

Gliding is the best technique for working at lower energy levels.

Press the device firmly against your skin and slowly glide over your skin (either across or down as shown in the image). Make sure that the skin is always touching the device. At lower energy levels, the device takes only 1-1.5 seconds to recharge between pulses. This generates a nonstop sequence of flashes. **Glide at a speed so that you avoid gaps or overlaps.**

! **Stop use immediately** if you experience any discomfort or redness.

8.4 The skin color sensor

Light-based hair removal on darker skin tones may result in adverse effects such as burns, blisters, and skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation). Your Silk'n Jewel has a skin color sensor that detects the color of your skin automatically. The skin color sensor checks your skin colour at the start of, and occasionally during, each treatment.

✎ If your skin tone is too dark for safe use, the device will not operate, and the *skin color sensor light* will blink.

8.5 What to expect when treating with Silk'n

For many people, using Silk'n Jewel may be their first experience with a light-based device. During a treatment session it is normal to experience or feel:

- **Noise:** The cooling fan makes noise similar to a hair dryer. This is normal.
 - **A popping sound:** With each flash of HPL™ light.
 - **A sensation of warmth and tingling:** During each light pulse.
 - **Some redness:** It is not uncommon to see some very mild, pink-like skin coloration during or just after a treatment. This is usually most noticeable around the hairs themselves.
- ! **Stop use immediately** if you see your skin is very red.

9. Get started

To use your Silk'n Jewel, follow these steps:

1. Remove the device and other components from box.
2. Plug the *adapter cord* into the device socket and plug the *adapter* into an electrical outlet. All energy level indicator lights will turn on, and then go off.

9.1 Before your first treatment



Remove all jewellery before treatments.

You must decide which energy level is right for your skin and the area you want to treat. The device has 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest). To choose the right energy level, test each treatment area separately (refer to the skin color chart at the front of this manual).

1. Press the *control button* to turn on the device. The level 1 *energy level indicator light* will go on.
2. Place the *treatment surface* on your skin to deliver one pulse. If you do not experience abnormal discomfort press the *control button* again. This will increase the energy level. Deliver one pulse on a different spot at energy level 2.
3. Continue testing at increased energy levels. Use the energy levels indicated on the skin color chart. If you do not experience any adverse effects within one hour, you can start your full treatment at that energy level.



Use a lower energy level if you experience any discomfort.

Repeat this test for each part of the body you wish to treat.

You are now ready to use your Silk'n Jewel

1. Before treating an area, the skin should be shaved, clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants. **Do not wax, pluck or tweeze the hair out.**
2. Press the *control button*. The device will turn on, the level 1 *energy indicator light* will be on, and a fan sound will start.
3. Approximately 1 second after pressing the *control button*, the *ready light* will turn on. The device is then ready to use at the lowest energy level.
4. **Set the energy level.** Press the *control button* repeatedly to increase the energy level until you have the level you want. The *energy level indicator lights* indicate the energy level setting (refer to section "8.2 Energy levels").
5. Decide if you wish to treat the area by **Gliding** or **Pulsing** (refer to section "8.3 Pulsing and gliding").
6. Apply the *treatment surface* to the skin. Make sure that the skin is spread evenly and smoothly. When the *treatment surface* is in full contact with the skin, the *ready light* will start blinking slowly.
7. The device will first determine the color of your skin automatically and it will flash a pulse of light onto your skin. You will feel a mild sensation of warmth and tingling, and you may hear a popping sound.
8. If you are pulsing, remove the device from your skin. The device will immediately recharge for the next pulse. After a few seconds (depending on the energy level) the ready light will turn on again, and start blinking slowly when pressed against the skin.
9. If you are pulsing, repeat the process. If you are gliding, simply continue. Continue to pulse or glide until you have treated the area fully.



Stop use immediately, if your skin blisters or burns.





10. After treatment

When you have finished your treatment session:

1. Turn the device off by giving the *control button* an extended press. Remember the last energy level setting you used, because it will not be restored when you turn the device on again.
2. Remove the *adapter* from the electrical outlet.

11. Maintenance

It is important to clean your Silk'n Jewel device after each treatment. To clean the device:

-  Unplug the device.
-  To clean the device including the *treatment surface*, wipe with a clean, dry cloth. Never use acetone or other abrasive fluids, because they will damage your device.
-  After cleaning, we recommend you store the device in its original box.
-  Never immerse your Silk'n Jewel or any of its parts in water.

12. Troubleshooting

Do not attempt to open or repair your Silk'n Jewel. You may expose yourself to dangerous electrical components or pulsed light energy and cause serious harm to yourself. It will also void the warranty.

Problem	Checks
My device does not start.	Make sure the <i>adapter</i> is properly connected to the device and that it is plugged into an electrical outlet on the wall.
There is no light pulse when the device touches my skin.	Check that the device is connected and the ready light is on. Make sure that the treatment surface is evenly and firmly pressed to the skin. It is also possible that your skin color is too dark.
The skin color sensor light and the ready light blink.	The skin color is too dark.
One or more lights blink.	The device has malfunctioned.
The device has stopped working and is in standby mode.	Press the <i>control button</i> again to start the device.



Only authorized personnel are permitted to perform repairs. If the device fails, unplug immediately. For problems or queries, please contact Silk'n Customer Service.

13. Customer service

See our website for more information: www.silkn.jp. Contact Customer Service to report unexpected operations or events, or any other problem with your device. Our contact details are:

Telephone: 0120-110-469

Email: beauty0120110469@sensepil.jp

14. Warranty

Refer to your Silk'n™ warranty card.

15. Disposal







Help protect the environment. Do not dispose with household waste and be sure to follow your country's laws for the disposal of electrical items.

16. Specifications

Model no.	H3210 / H3211
Spot size	0.9cm x 3cm [2.7cm ²]
Technology	Home Pulsed Light
Maximum energy level	Max 4J/cm ²
Wavelength	475-1200nm
Operation & safety	Skin Color Sensor ensures use on appropriate skin types.
Package size	180x180x100 mm
System weight	200 gm
Transport & storage between uses and storage condition	Temperature: -40°C to +70°C Relative humidity : 10% to 90% Atmospheric pressure: 500 to 1060 hPa
Operating conditions	Temperature: 10°C to 35°C Relative humidity: 30% to 75% Atmospheric pressure: 700 to 1060 hPa
Time from minimum storage temperature between uses to minimum operating temperature with ambient temperature of 20°C degrees	30 minutes

Time from maximum storage temperature between uses to maximum operating temperature with ambient temperature of 20°C degrees	30 minutes
Mode of operation	Continuous
Adapter models and rating	KSA24A1200150HU PSM18J-120L6HS
Input: Output:	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0.5A 12 Vdc, 1.5A
Expected service life of the equipment	5 years

17. Signs and symbols

	Products marked with this symbol fulfil the requirements of the EU directives.
	Class II. The adapter is protected against electric shock by means of double insulation.
IP30	The device is protected against the ingress of objects larger than 2.5mm diameter, such as fingers, to protect against electric shock.
	Do not use in wet environments.
	Do not dispose with household waste. Dispose in accordance with your country's laws and help protect the environment. In accordance with the WEEE Directive.